

ALTITUDE

Wózek specjalany



VERMEIREN
we care for you


Wózek specjalny

Oprócz zaburzeń ruchliwości zazwyczaj występują jeszcze inne schorzenia, które ograniczają aktywność, np. zaburzenie czynności serca / płuc.

To co jest najistotniejsze to zapewnić pełny komfort oraz pozycjonowanie podopiecznych podczas odpoczynku. Płynna zmiana kąta nachylenia oparcia i siedziska skutecznie pozwala odciążyć te partie ciała, które są narażone na niekorzystne działanie nadmiernego ciśnienia na tkanę miękką co skutkuje tworzeniem się odleżyn.

Przeznaczony jest dla osób leżących wymagających długoterminowej opieki i niestabilnych.

Bardzo funkcjonalny jako wyposażenie domów opieki oraz domów seniora. Osoby leżące nie zawsze kwalifikują się na szeroko rozumiany typowy wózek inwalidzki specjalny, który po prostu ze względów funkcjonalnych dla takich osób nie stanowi żadnego komfortu ani bezpieczeństwa. Potrzebny jest wówczas sprzęt, który skutecznie spełni swoją rolę przede wszystkim z punktu widzenia możliwości zmiany pozycji, stabilizacji postawy, bezpieczeństwa oraz komfortu.



Dwa rodzaje podparć pod stopy:

- dwupłytowy,
- jednopłytowy.



Odchylany i demontowalny
stolik terapeutyczny stanowi
wypożyczenie standardowe.



Poduszki siedziska
różnej grubości:

- 6cm, 8cm, 10cm.

Szerokość siedziska	38, 40, 42, 44, 48, / wersja XL 55, 60 cm	Wysokość płyty pod stopę od siedziska	35 - 53,5 cm
Głębokość siedziska	44, 46, 48 cm / wersja XL 50 cm	Wysokość podłokietnika od siedziska	27.5 - 25.5 - 23.5 cm (w zależności od poduszki)
Szerokość całkowita	71 cm / wersja XL 79 cm	Kąt nachylenia siedziska	0°-40°
Wysokość siedziska	poduszka 6 cm: 44.5, 47, 49.5 / poduszka 8 cm: 46.5, 49, 51,5 cm / poduszka 10 cm: 48.5, 51.5, 53.5 cm	Kąt oparcia	90°
Wysokość oparcia	poduszka 6 cm: 83 cm / poduszka 8 cm: 81 cm / poduszka 10 cm: 79 cm / wersja XL 78 cm	Waga całkowita wózka *	33.9 kg
Długość wózka całkowita *	112 cm	Waga użytkownika	120 kg / wersja XL 150 kg

* Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka, rozmiaru kół, rodzaju podnóżków, rodzaju podłokietników, wysokości oparcia itp. Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (± 15 mm, 1,5 kg). Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.



ALTITUDE - E

Wózek specjalany

Wersja wózka z pilotem pozwala pacjentom samodzielnie dokonywać regulacji fotela bez konieczności udziału personelu medycznego. Jest to bardzo duża wygoda oraz udogodnienie dla osoby, która korzysta z wózka. Pacjent ma poczucie większej samodzielności pozwala zaoszczędzić czas personelu.



Budowa wózka umożliwia zmianę wysokości fotela od podłoża. Altitude jest przez to bardziej uniwersalny i da się dopasować do osób o różnym wzroście.



Wyprofilowany komfortowy zagłówek doskonale stabilizuje głowę.



Ściągana tapicerka ułatwia dezynfekcję i czyszczenie.



VERMEIREN Poland

Ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 387 42 10
faks 71 387 05 74
mail: info@vermeiren.pl
www.vermeiren.pl

