



ZASTOSOWANIE

Endoskopia

Gastrologia

Chirurgia ogólna

Opieka domowa

Weterynaria

Tracheotomia

Położnictwo

Sala / Oddział

Italian
Medical
Touch
MADE IN ITALY

CE 0123



NEW ASKIR 30, ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci. Wskazany dla pacjentów po tracheotomii. Przeznaczony do mniejszych zastosowań chirurgicznych, leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej. Urządzenie wyposażone w manometr oraz regulator podciśnienia (bar i kPa), łatwe w przenoszeniu i proste w obsłudze. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

AKCESORIA W ZESTAWIE

- Butla z poliwęglanu 1l (opcjonalnie 2l) z zaworem zabezpieczającym przed przepiętnieniem
- Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne)
- Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm
- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy
- Cewnik CH20
- Przewód zasilający

OPCJONALNIE

- Stojak na 5 kółkach z hamulcami (27730)
- Torba transportowa (SP0207)
- Możliwość stosowania wkładów jednorazowych FLOVAC (31843, 31848, 31841, 31846)

PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa	bezolejowa i bezobrotowa pompa tłokowa
Zasilanie	220-230 V / 50-60 Hz
Klasyfikacja ISO 10079-1	wysokie podciśnienie / niski przepływ
Maksymalne podciśnienie (regulowane)	-0.80 bar -80 kPa -600 mmHg
Maksymalny przepływ	40 l/min
Poziom hałas	60,5 dB
Cykl pracy	praca ciągła
Stopień ochrony IP	IP21
Waga	4,15 kg (ze wszystkimi akcesoriami)
Wymiary	35 x 18 x 21 cm
Miejsce produkcji	Włochy



Producent: CA-MI (Włochy)